


Suprapubische Ballonkatheter Punktions- und Wechselsets



Silikonballonkatheter

- Transparent (wie Abbildung) oder blau eingefärbt. Beide Variationen aus 100% Silikon und mit integriertem Ballon (Patientenschonend: Keine Vergrößerung des Katheterdurchmessers im Ballonbereich).

Spaltbare Punktionskanüle


- In den Größen 4,6 mm und 5,6 mm Durchmesser.

Führungsdraht

- 80 cm, PTFE beschichtet, gerade flexible Spitze.

Erhältlich

- Als Punktionsset, Wechselset und einzelner Katheter.



Verpackungseinheiten

- 10 Stück / pro Karton

Suprapubischer Silikonkatheter mit integriertem Ballon / 40 cm lang

Art-Nr. ME4890-0212 bis ME4890-0224



Suprapubischer Silikonkatheter mit integriertem Ballon / 28 cm lang

Art-Nr. ME4880-0212 bis ME4880-0224



Suprapubisches Punktionsset

Suprapubischer Silikonballonkatheter (integriert) 12Ch, 40 cm lang
+ spaltbare Punktionskanüle Ø 4,6mm

Art-Nr. ME4890-9212

Suprapubischer Silikonballonkatheter (integriert) 14Ch, 40 cm lang
+ spaltbare Punktionskanüle Ø 5,6mm

Art-Nr. ME4890-9214

Suprapubisches Wechselset

Suprapubischer Silikonballonkatheter (integriert) 12Ch / 14Ch und 16Ch, 40 cm lang
+ Suprapubischer Führungsdraht, PTFE beschichtet, gerade flexible Spitze,
Durchmesser 0.035" (0,89 mm)

Art-Nr. ME4890-8212 bis ME4890-8216