



Surf-Kath[®]

Hydrophil beschichtete Katheter
für den intermittierenden
Selbstkatheterismus



Hydrophil beschichteter Katheter

- Hervorragende Gleiteigenschaften durch sekundenschnell aktivierte Beschichtung.
- Dank abnehmbarer Einführhilfe einfache und hygienische Handhabung.

Erhältlich

- Als Surf-Kath und Surf-Kath Plus
- In Nelaton und Tiemann Version
- 20 und 40 cm Länge



medfein GmbH


Dieselstr. 20 a, D-61239 Ober-Mörlen

Tel/Fax: +49-(0)6002-938744 / +49-(0)6002-938778, e-mail: info@medfein.de

Surf-Kath



Surf-Kath Plus



Tiemann Version



Surf-Kath

Hydrophil beschichteter Katheter

Bezeichnung	Art-Nr.	VE.
Nelaton, 40 cm		
CH 8 bis CH 20	ME-40N08 bis ME-40N20	30
Tiemann, 40 cm		
CH 10 bis CH 18	ME-40T10 bis ME-40T18	30
Nelaton, 20 cm		
CH 8 bis CH 16	ME-20F08 bis ME-20F16	30
Nelaton, 20 cm, Kinder		
CH 6 bis CH 10	ME-20P06 bis ME-20P10	30

HMP: Surf-Kath = 15.25.14.6043

Surf-Kath Plus

Hydrophil beschichteter Katheter mit Wasserspender

Bezeichnung	Art-Nr.	VE.
Nelaton, 40 cm		
CH 8 bis CH 20	ME-P40N08 bis ME-P40N20	30
Tiemann, 40 cm		
CH 10 bis CH 18	ME-P40T10 bis ME-P40T18	30
Nelaton, 20 cm		
CH 8 bis CH 16	ME-P20F08 bis ME-P20F16	30
Nelaton, 20 cm, Kinder		
CH 6 bis CH 10	ME-P20P06 bis ME-P20P10	30

HMP: Surf-Kath Plus = 15.25.14.7032